

当院インフルエンザ検査のお話

今回は、当院でのインフルエンザ検査のご紹介です
迅速検査キットで2~10分で報告可能な検査です

臨床検査科

①鼻腔ぬぐい液採取

鼻からの検体採取(インフルエンザの例)



②専用溶液に鼻腔ぬぐい液を入れ混和




④結果判定(ラインの色で判定)


(A型インフルエンザ)



(B型インフルエンザ)




(陰性)



③専用溶液にテストスティックを入れる

テストスティック



2~10分



注意点

- ・インフルエンザの検査を受けるには、発症後12時間以降が最適と考えられています
- ・検査結果は100%ではありません。インフルエンザに罹っていても「陰性」の結果が出ることもあります